

DFAa 003

siehe Abb. 3

Pos.	Bezeichnung	Menge	Referenz	Teilenummer
8	Muttern Pumpengehäuse	2	115.00.13	
9	Grundplatte	1	115.00.14	
	Grundplatte, Edelstahl	1	115.00.15	
10	Frontdeckel, Polycarbonat	1	115.00.16	
11	Druckstück Pumpschlauch	1	115.00.17	
	Edelstahl Druckstück Pumpschlauch	1	115.00.18	
12	Leiste Frontdeckel, Stahl	1	115.00.19	
	Leiste Frontdeckel, Edelstahl	1	115.00.20	
13	Einstellschraube, Stahl	1	115.00.21	
	Einstellschraube, Edelstahl	1	115.00.22	
14	Griffstück Einstellschraube, Plastik	1	115.00.23	
15	Schraubenfeder	1	115.00.24	
16	Sicherungsring Einstellschraube	1	115.00.25	
17	Gewindeeinsatz	1	115.00.26	
	Gewindeeinsatz, Edelstahl	1	115.00.27	
18	Antrieb	1		
19	Pumpschlauch Silikon	1		1037107
	Pumpschlauch Norprene A-60-F	1		1037144
	Pumpschlauch Solva	1		1037145

DFAa 008

siehe Abb. 3

Pos.	Bezeichnung	Menge	Referenz	Teilenummer
1	Aufnahme Pumpengehäuse	1	115.00.01	
2	Pumpengehäuse	1	115.00.02	
3	Rotor mit Welle aus Stahl	1	115.00.03	
	Rotor mit Welle aus Edelstahl	1	115.00.04	
4	Rolle für Pumpschlauch mit 2,4 mm Wandstärke / Plastik A	3	115.00.05	
	Rolle für Pumpschlauch mit 2,4 mm Wandstärke / Plastik B	3	115.00.06	
5	Welle für Rolle	3	115.00.09	
6	Sicherungsring für Rotor Welle	1	115.00.10	
7	Schrauben Pumpengehäuse	2	115.00.11	
	Edelstahl-Schrauben Pumpengehäuse	2	115.00.12	
8	Muttern Pumpengehäuse	2	115.00.13	

DFAa 008

siehe Abb. 3

Pos.	Bezeichnung	Menge	Referenz	Teilenummer
9	Grundplatte	1	115.00.14	
	Grundplatte, Edelstahl	1	115.00.15	
10	Frontdeckel, Polycarbonat	1	115.00.16	
11	Druckstück Pumpschlauch	1	115.00.17	
	Edelstahl Druckstück Pumpschlauch	1	115.00.18	
12	Leiste Frontdeckel, Stahl	1	115.00.19	
	Leiste Frontdeckel, Edelstahl	1	115.00.20	
13	Einstellschraube, Stahl	1	115.00.21	
	Einstellschraube, Edelstahl	1	115.00.22	
14	Griffstück Einstellschraube, Plastik	1	115.00.23	
15	Schraubenfeder	1	115.00.24	
16	Sicherungsring Einstellschraube	1	115.00.25	
17	Gewindeeinsatz	1	115.00.26	
	Gewindeeinsatz, Edelstahl	1	115.00.27	
18	Antrieb	1		
19	Pumpschlauch Silikon	1		1037146
	Pumpschlauch Norprene A-60-G	1		1037147
	Pumpschlauch Norprene A-60-F	1		1037148
	Pumpschlauch Solva	1		1037149

Schmiermittel

Pos.	Bezeichnung	Menge	Referenz	Teilenummer
1	0,5 kg Silikonfett	1		1037255
2	1,0 kg Silikonfett	1		1037256